

PRESSEMITTEILUNG

Vielseitiger Heizblock für Einzelexperimente

Asynt stellt das **DrySyn UNO** System vor, ein vielseitiges neues Heizblocksystem, mit dem Experimente in einem Kolben oder in mehreren Reaktionsfläschchen unter Rühren und Erhitzen durchgeführt werden können.

Mit dem DrySyn UNO System werden DrySyn MULTI Einsätze verwendet, um einen normalen Heizplattenrührer in eine Reaktionsblockplattform für einen Kolben von 5 ml bis zu 500 ml umzuwandeln.

Außerdem können mit diesem System DrySyn Reaktionsgefäßeinsätze für verschiedene Gefäßgrößen eingesetzt werden, in denen erhitzte und gerührte Experimente sicher durchgeführt werden können. Das modulare DrySyn UNO System bietet eine beispiellose Vielseitigkeit auf kleiner Stellfläche.

Die mit einem normalen Heizplattenrührer zu verwendenden DrySyn Heizblockeinheiten haben sich aufgrund ihrer besseren wärmeleitenden Eigenschaften gegenüber Ölbädern vielfach bewährt. Sie stellen eine weitaus geringere Brandgefahr dar und vermeiden das unangenehme und zeitaufwendige Säubern von restlichem Öl an den Glasgeräten. Neben einer schnelleren Durchführung chemischer Reaktionen garantieren die DrySyn Heizblöcke einen sichereren, saubereren und gesundheitlich zuträglicheren Arbeitsplatz. Zudem bieten die DrySyn Heizblöcke eine überlegene Alternative zu Heizhauben.

Asynt Ltd

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire United Kingdom CB7 5RJ
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Registered office: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registration No: 5160407
VAT No: GB 838 5592 82



Das DrySyn UNO System aus massivem eloxiertem Aluminium gewährleistet eine außerordentlich effiziente Übertragung von Wärme und magnetischer Rührkraft sowie Beständigkeit für die Verwendung in Laboratorien.

Weitere Informationen über das neue DrySyn UNO erhalten Sie unter www.asynt.com/product/drysyn-uno-base/ oder von Asynt unter +44-1638-781709 / enquiries@asynt.com.

Asynt ist ein führender Anbieter von kosteneffizienten Produkten, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Chemiker in Industrie und Wissenschaft. Mit der Beschäftigung von ausgebildeten Chemikern kann Asynt sich auf fundiertes Anwendungswissen stützen und daher einen intensiven Kundendienst für die angebotenen DrySyn Heizblöcke, kontrollierten Laborreaktoren, Synthesewerkzeuge, Verdampfer, Umlaufgeräte, Temperaturkontrollsysteme, Vakuumpumpen und Laborsicherheitsausrüstungen anbieten.

JULI 2017

asyntpr73.doc

Abbildung: (auf Anfrage erhältlich)

Asynt Ltd

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire United Kingdom CB7 5RJ
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Registered office: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registration No: 5160407
VAT No: GB 838 5592 82



Weitere Informationen erhalten Sie von:

Media: Dr. Bill Bradbury

+44-208-546-0869 / info@primetek-solutions.com

Asynt Ltd

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire United Kingdom CB7 5RJ
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Registered office: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registration No: 5160407
VAT No: GB 838 5592 82