



COMUNICADO DE PRENSA

Protectores de Seguridad para Laboratorio Tamaño Compacto

Asynt ha ampliado su línea de **Protectores de Seguridad para Laboratorio**.

Fabricados en el Reino Unido, los Protectores de Seguridad para Laboratorio de Asynt pueden usarse con las hornillas eléctricas con agitador de todas las marcas líderes, aportando mayor seguridad a los científicos a la vez de mantener el fácil acceso a los controles de la hornilla, y visibilidad de la reacción o proceso desde cualquier ángulo.

El nuevo **Protector de Seguridad para Laboratorio Tamaño Grande** se fabrica con policarbonato resistente de 5mm, y ofrece protección adicional a los usuarios en aplicaciones tales como reacciones paralelas en caliente, y en especial, en los experimentos que requieren la intervención del usuario con la puerta de la campana de extracción abierta. Este dispositivo también protege a las reacciones contra el efecto refrigerante de la ventilación de la campana de extracción.

Con su compacto diseño (29.5 x 16 x 17cm) para minimizar el uso del valioso espacio en la campana de extracción, los **Protectores de Seguridad para Laboratorio Estándar** de Asynt tienen precio accesible y se adaptan

Asynt Ltd

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire Reino Unido CB7 5RJ
T: +44 (0)1638 781709 F:+44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Sede social: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registro Nº: 5160407
IVA Nº: GB 838 5592 82



perfectamente a la hornilla eléctrica con agitador para ofrecer una protección sólida y conveniente contra salpicaduras, aerosoles y derrames.

Todos los Protectores de Seguridad para Laboratorio de Asynt son resistentes a una amplia gama de disolventes de laboratorio y a temperaturas de hasta 170°C.

Para aplicaciones especiales: Asynt cuenta con la experiencia y los conocimientos de ingeniería y diseño para producir Protectores de Seguridad para Laboratorio optimizados para la configuración empleada en sus experimentos.

Para obtener información adicional sobre los Protectores de seguridad para Laboratorio, visite <https://www.asynt.com/product/compact-lab-safety-shield-large/> o comuníquese con Asynt llamando al +44-1638-781709 / enquiries@asynt.com.

Asynt es un proveedor líder de productos, consumibles y servicios de precio conveniente para los químicos en el sector industrial y el académico. Asynt puede emplear los conocimientos expertos de su personal de químicos capacitados para aportar un elevado nivel de apoyo al cliente en lo que se refiere a sus Bloques Calefactores DrySyn, Reactores Controlados para Laboratorio, Herramientas de Síntesis, Evaporadores, Circuladores, Sistemas de Control de Temperatura, Bombas de Vacío y Equipo de Seguridad para Laboratorio.

Asynt Ltd

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire Reino Unido CB7 5RJ
T: +44 (0)1638 781709 F:+44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Sede social: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registro Nº: 5160407
IVA Nº: GB 838 5592 82



JUNIO 2018

asyntpr83.doc

Imagen ilustrativa: (Disponible a pedido de los interesados)

Asynt Ltd

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire Reino Unido CB7 5RJ
T: +44 (0)1638 781709 F:+44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Sede social: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registro Nº: 5160407
IVA Nº: GB 838 5592 82



Leyenda: nuevo Protector de Seguridad para Laboratorio Tamaño Grande

Para obtener información adicional, comuníquese con:

Medios: Dr. Bill Bradbury +44-208-546-0869 / info@primetek-solutions.com

Asynt Ltd

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire Reino Unido CB7 5RJ
T: +44 (0)1638 781709 F:+44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Sede social: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registro Nº: 5160407
IVA Nº: GB 838 5592 82