

PRESSEMITTEILUNG

**System für das Erhitzen von Reaktionsgefäßen für Einsteiger**

**Asynt** stellt die **DrySyn UNO Base** vor, ein **vielseitiges Grundplattensystem für Einsteiger, das für das Erhitzen von Reaktionsgefäßen** mit seinem hitzebeständigen Griff den sicheren Umgang in **Ausbildungs- und Forschungslaboren** ermöglicht.

Das in Großbritannien entwickelte und gefertigte System DrySyn UNO Base ist ein einfaches, doch effektives Arbeitsmittel, mit dem ein einzelner Kolben sicher eingespannt oder ein Reaktionsgefäß bei Verwendung eines DrySyn Reaction Vial Einsatzes gehalten und erhitzt werden kann.

Die DrySyn UNO Base hat einen flachen Boden mit entfernbar-verstellbaren Füßen, sodass das Grundplattensystem mit einem normalen magnetischen Heizplattenrührer verwendet werden kann.

Die robuste Ausführung der DrySyn-Serie aus massivem eloxiertem Aluminium bietet eine ausgezeichnete Leistung und schließt das mit Ölbädern verbundene Sicherheitsrisiko und unsaubere Arbeiten aus.

**Asynt Ltd**

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire United Kingdom CB7 5RJ  
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Registered office: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registration No: 5160407  
VAT No: GB 838 5592 82

Weitere Informationen über die DrySyn UNO Base erhalten Sie unter <https://www.asynt.com/product/drysyn-uno-base/> oder von Asynt unter +44-1638-781709 oder [enquiries@asynt.com](mailto:enquiries@asynt.com).

Asynt ist ein führender Anbieter von kosteneffizienten Produkten, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Chemiker in Industrie und Wissenschaft. Mit der Beschäftigung von ausgebildeten Chemikern kann sich Asynt auf fundiertes Anwendungswissen stützen und daher einen intensiven Kundendienst für die angebotenen DrySyn Heizblöcke, kontrollierten Laborreaktoren, Synthesewerkzeuge, Verdampfer, Umlaufgeräte, Temperaturkontrollsysteme, Vakuumpumpen und Laborsicherheitsausrüstungen anbieten.

**Abbildung:** (auf Anfrage erhältlich)



**DEZEMBER 2018**

**asyntpr89.doc**

**Asynt Ltd**

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire United Kingdom CB7 5RJ  
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Registered office: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registration No: 5160407  
VAT No: GB 838 5592 82



*Weitere Informationen erhalten Sie von:*

Media: Dr. Bill Bradbury +44-208-546-0869 / [info@primetek-solutions.com](mailto:info@primetek-solutions.com)

**Asynt Ltd**

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire United Kingdom CB7 5RJ  
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 sales@asynt.com www.asynt.com

Registered office: Eldo House, Kempson Way, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR Registration No: 5160407  
VAT No: GB 838 5592 82