

## PRESSEMITTEILUNG

### **Sicheres Klemmen parallel laufender Chemieapparate**

Der **Asynt DrySyn 3-Position Clamp** ermöglicht Chemikern ein sicheres Klemmen von bis zu **drei Rundkolben** oder **Kondensatoren** an einen Standard-Buckelkopf.

Die drei zur Verfügung stehenden Größen des 3-Position Clamp, passend zu den DrySyn MULTI-E, MULTI-M und MULTI-S Heizblocksystemen, eignen sich auch perfekt für die Verwendung mit der Asynt CondenSyn-Reihe der wasserlosen Luftkondensatoren.

Jeder DrySyn 3-Position Clamp umfasst einen neuartigen Schnellgriff- / Schnellauslöse-Mechanismus, der die Rüstzeit auf ein Minimum reduziert, während das einzigartige Gesamtdesign im Bedarfsfall die einfache gleichzeitige Abnahme aller drei Reaktionen von der Wärmequelle ermöglicht.

Der aus haltbarem Aluminium und Edelstahl mit einer erneuerbaren Gummiabdeckung konstruierte kompakte und preiswerte DrySyn 3-Position Clamp, der Kondensatoren und Rundkolben von 5ml bis 500ml sicher klemmt, ist in einer Reihe verschiedener Größen erhältlich.

#### **Asynt Ltd**

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire Vereinigtes Königreich CB7 5RJ  
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 enquiries@asynt.com www.asynt.com



Für weitere Informationen zum DrySyn 3-Position Clamp besuchen Sie bitte <https://www.asynt.com/product/drysyn-multi-clamp/> oder kontaktieren Sie Asynt unter +44-1638-781709 / [enquiries@asynt.com](mailto:enquiries@asynt.com).

Asynt ist ein führender Anbieter erschwinglicher Produkte, Verbrauchsgüter und Dienste für Chemiker in Industrie und akademischen Kreisen. Ein Mitarbeiterstab bestens ausgebildeter Chemiker liefert das tiefgreifende Anwendungs-Know-how, auf das sich Asynt für die hochrangige Unterstützung seiner Kunden in Bezug auf seine DrySyn Heizblöcke, Controlled Lab Reactors, Synthesis Tools, Verdampfer, Zirkulatoren, Temperatur-Kontrollsysteme, Vakuumpumpen und Labor-Sicherheitsausrüstungen stützt.

**MÄRZ 2020**

**asyntpr105.doc**

**Asynt Ltd**

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire Vereinigtes Königreich CB7 5RJ  
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 [enquiries@asynt.com](mailto:enquiries@asynt.com) [www.asynt.com](http://www.asynt.com)

## Abbildungen:



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

**Asynt Ltd**  
Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire Vereinigtes Königreich CB7 5RJ  
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 enquiries@asynt.com www.asynt.com



Medien: Dr. Bill Bradbury

+44-208-546-0869 / [info@primetek-solutions.com](mailto:info@primetek-solutions.com)

**Asynt Ltd**

Unit 29 Hall Barn Road Industrial Estate Isleham Cambridgeshire Vereinigtes Königreich CB7 5RJ  
T: +44 (0)1638 781709 F: +44(0)1638 781706 enquiries@asynt.com www.asynt.com

Eintragungs-Nr.: 5160407

MwSt.Nr: GB 838 5592 82