

HUBER Model	Temp. range °C	Temp. stability °C	Heating capacity kW	Cooling capacity kW	Pressure l/min	Pump performance			Fill vol. Litres	Bath opening/ bath depth WxD / BD mm	Mains voltage
						bar	Suction l/min	bar			
CC-405	-40...200	±0,02	1,5	0,7 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 150	230V 1~ 50/60Hz
CC-405w	-40...200	±0,02	1,5	0,7 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 150	230V 1~ 50Hz
CC-410	-45...200	±0,02	3	0,8 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	22	280 x 280 / 200	230V 1~ 50/60Hz
CC-410wl	-45...200	±0,02	3	0,8 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	22	280 x 280 / 200	230V 1~ 50/60Hz
CC-415	-40...200	±0,02	1,5	1 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 150	230V 1~ 50/60Hz
CC-415wl	-40...200	±0,02	1,5	1 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 150	230V 1~ 50/60Hz
CC-505	-50...200	±0,02	1,5	1 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 150	230V 1~ 50/60Hz
CC-505wl	-50...200	±0,02	1,5	1 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 150	230V 1~ 50/60Hz
CC-508	-55...200	±0,02	3	1,5 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 160	230V 1~ 50Hz
CC-508w	-55...200	±0,02	3	1,5 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 160	230V 1~ 50Hz
CC-510	-50...200	±0,02	3	2,1 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	26	260 x 260 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-510w	-50...200	±0,02	3	2,4 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	18	270 x 150 / 200	400V 3~N 50Hz

Please contact us for further information.

Asynt Ltd

Tel: +44 (0)1638 781709

Email: enquiries@asynt.com

Web: www.asynt.com

HUBER Model	Temp. range °C	Temp. stability °C	Heating capacity kW	Cooling capacity kW	Pressure l/min	Pump performance			Fill vol. Litres	Bath opening/ bath depth WxD / BD mm	Mains voltage
						bar	Suction l/min	bar			
CC-515	-55...200	±0,02	3	3,3 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	26	260 x 260 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-515w	-55...200	±0,02	3	3,3 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	18	270 x 150 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-520w	-55...200	±0,02	3	5 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	17	270 x 150 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-525w	-55...100	±0,02	3	5 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	17	270 x 150 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-805	-80...100	±0,02	1,5	0,5 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 150	230V 1~ 50/60Hz* 400V 3~N 50Hz
CC-820	-80...100	±0,02	3	1,2 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	17	270 x 150 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-820w	-80...100	±0,02	3	1,2 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	17	270 x 150 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-902	-90...200	±0,02	1,5	1,2 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	5	120 x 110 / 150	230V 1~ 50Hz
CC-905	-90...200	±0,02	3	2 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	26	260 x 260 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-905w	-90...200	±0,02	3	2 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	26	260 x 260 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-906w	-90...200	±0,02	3	3 @ 0°C	25	0,7	18,5	0,4	30	260 x 260 / 200	400V 3~N 50Hz
CC-K12	-20...200	±0,02	2	0,2 @ 0°C	27	0,7	22	0,4	12	290 x 152 / 150	230V 1~ 50/60Hz

Please contact us for further information.

Asynt Ltd

Tel: +44 (0)1638 781709

Email: enquiries@asynt.com

Web: www.asynt.com

HUBER Model	Temp. range °C	Temp. stability °C	Heating capacity kW	Cooling capacity kW	Pressure l/min	Pump performance			Fill vol. Litres	Bath opening/ bath depth WxD / BD mm	Mains voltage
						bar	Suction l/min	bar			
CC-K15	-20...200	±0,02	2	0,2 @ 0°C	27	0,7	22	0,4	15	290 x 152 / 200	230V 1~ 50/60Hz
CC-K20	-30...200	±0,02	2	0,35 @ 0°C	27	0,7	22	0,4	20	290 x 329 / 150	230V 1~ 50/60Hz
CC-K25	-30...200	±0,02	2	0,35 @ 0°C	27	0,7	22	0,4	25	290 x 329 / 200	230V 1~ 50/60Hz
CC-K6	-25...200	±0,02	2	0,15 @ 0°C	27	0,7	22	0,4	4,5	140 x 120 / 150	230V 1~ 50/60Hz
CC-K6s	-25...200	±0,02	2	0,21 @ 0°C	27	0,7	22	0,4	4,5	140 x 120 / 150	230V 1~ 50/60Hz

Please contact us for further information.

Asynt Ltd

Tel: +44 (0)1638 781709

Email: enquiries@asynt.com

Web: www.asynt.com