

Model	range °C	stability °C	capacity kW	capacity kW	Pressure l/min	bar	Suction l/min	bar	vol. Litres	bath depth WxD / BD mm	voltage
Ministat 125	-25...150	±0,02	1	0,21 @ 0°C	22	0,7	16	0,4	2,75	178 x 80 / 120	230V 1~ 50/60Hz
Ministat 125w	-25...150	±0,02	1	0,2 @ 0°C	22	0,7	16	0,4	2,75	178 x 80 / 120	230V 1~ 50/60Hz
Ministat 230	-40...200	±0,02	2	0,38 @ 0°C	22	0,7	16	0,4	3,2	170 x 85 / 135	230V 1~ 50/60Hz
Ministat 230w	-40...200	±0,02	2	0,38 @ 0°C	22	0,7	16	0,4	3,2	170 x 85 / 135	230V 1~ 50/60Hz
Ministat 240	-45...200	±0,02	2	0,55 @ 0°C	22	0,7	16	0,4	4,9	205 x 85 / 157	230V 1~ 50/60Hz
Ministat 240w	-45...200	±0,02	2	0,55 @ 0°C	22	0,7	16	0,4	4,9	205 x 85 / 157	230V 1~ 50/60Hz

Please contact us for further information.

Asynt Ltd

Tel: +44 (0)1638 781709

Email: enquiries@asynt.com

Web: www.asynt.com