

Overview: Huber MiniChiller Series
June 2020



HUBER Model Datasheet	Temp. range °C	Temp. stability °C	Heating capacity kW	Cooling capacity kW	Pressure l/min	Pump performance		Fill vol. Litres	Mains voltage	
						bar	Suction l/min bar			
Minichiller 280 OLÉ	-5...40	±1	--	0,28 @ 15°C	14	0,25	10,5	0,17	1,4	230V 1~ 50/60Hz
Minichiller 300 OLÉ	-20...40 (80)	±0,5	--	0,3 @ 15°C	14	0,25	10,5	0,17	1,4	230V 1~ 50/60Hz
Minichiller 300-H OLÉ	-20...100	±0,2	1	0,3 @ 15°C	14	0,25	10,5	0,17	1,4	230V 1~ 50/60Hz
Minichiller 300w OLÉ	-20...40 (80)	±0,5	--	0,3 @ 15°C	14	0,25	10,5	0,17	1,4	230V 1~ 50/60Hz
Minichiller 300w-H OLÉ	-20...100	±0,2	1	0,3 @ 15°C	14	0,25	10,5	0,17	1,4	230V 1~ 50/60Hz
Minichiller 600 OLÉ	-20...40	±0,5	--	0,6 @ 15°C	24	0,7	18	0,4	2,8	230V 1~ 50/60Hz
Minichiller 600-H OLÉ	-20...100	±0,5	2	0,6 @ 15°C	24	0,7	18	0,4	2,8	230V 1~ 50/60Hz
Minichiller 600w OLÉ	-20...40	±0,5	--	0,6 @ 15°C	24	0,7	18	0,4	2,8	230V 1~ 50/60Hz
Minichiller 900w OLÉ	-25...40	±0,5	--	0,9 @ 15°C	24	0,9	18	0,4	2,8	230V 1~ 50/60Hz

Please contact us for further information.

Asynt Ltd

Tel: +44 (0)1638 781709

Email: enquiries@asynt.com

Web: www.asynt.com