

HUBER Model	Temp. range °C	Temp. stability °C	Heating capacity kW	Cooling capacity kW	Pressure l/min	Pump performance			Fill vol. Litres	Bath opening/ bath depth WxD / BD mm	Mains voltage
						bar	Suction l/min	bar			
Unichiller 050-H	-20...100	±0,2	2	4,2 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 075-H	-20...100	±0,2	2	6,1 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 100-H	-20...100	±0,2	2	8,6 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 050	-20...40	±0,5	--	4,2 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 075	-20...40	±0,5	--	6,1 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 100	-20...40	±0,5	--	8,6 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 050w-H	-20...100	±0,2	2	4,2 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 075w-H	-20...100	±0,2	2	6,1 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 100w-H	-20...100	±0,2	2	8,6 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 050w	-20...40	±0,5	--	4,2 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 075w	-20...40	±0,5	--	6,1 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *
Unichiller 100w	-20...40	±0,5	--	8,6 @ 0°C	48	3,4	--	--	18	--	400V 3~ 50Hz *

Please contact us for further information.

Asynt Ltd

Tel: +44 (0)1638 781709

Email: enquiries@asynt.com

Web: www.asynt.com